


USB Radio Receiver



Radio ricevente USB per P-Radio (tutte le versioni), S-Radio (tutte le versioni), supportata dai software SPD e Process Monitor, connessa via cavo USB (incluso) al PC. E' possibile utilizzare l'antenna speciale per autoclave al posto dell'antenna standard in dotazione.

Accessori

- SPD
- Process Monitor Lite
- Process Monitor Pro
- Antenna speciale per autoclave



Applicazioni



Sterilizzazione



Pastorizzazione



Convalida



Alimentare



Farmaceutico



Medicale



Healthcare



Laboratori

Specifiche tecniche

Data logger gestiti	S-Radio
Software&App Mobile	SPD, Process Monitor
Cavo	Incluso

